

Kokotaulukko

Mittaa kävelykeppisi halkaisija alla olevan taulukon avulla löytääksesi oikean koon.

Jos kävelykeppisi mitat eivät ole tiedossasi, voit käyttää apunasi oheista sabluunaa.

Leikkaa huolellisesti vihreä osa sabluunasta pois, jolloin voit mitata nykyisen kävelykeppisi koon sen avulla.

Kun jäljelle jäänyt aukko "istuu napakasti" kävelykepin varren ympärille - on se tarvitsemasi irtoholkin koko.

Koko 25

Koko 22

Koko 19

Koko 16

TULOSTATHAN
"SABLUUNAN"
100% KOOSSA
ILMAN
SKAALAUSTA.

flexyf^{oot}

